

Evakuieren... in sitzender Position treppauf

Was ist der Escape-Carry Chair®?

Der Escape-Carry Chair® ist eine unverzichtbare Lösung für den Personentransport treppauf sowie treppab in einer Notsituation.

Durch seine einfache Bedienung ist er innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit.

Wie funktioniert der Escape-Carry Chair®?

Sein einzigartiges Gleit-/Bremsssystem sorgt für eine optimale Bremswirkung auf jeder Treppenart, von Holz bis Beton.

Diese Bremswirkung wird erzielt durch das Zusammenwirken des Gewichtes der zu evakuierenden Person mit dem Druck, der durch den Bediener auf den Griffbügel in Richtung Stufen ausgeübt wird. Für die Evakuierung treppauf benötigt man mindestens 2 Personen, die mittels des Tragebügels bzw. der Tragegriffe eine Person treppauf evakuieren.

Vorteile des Escape-Carry Chair®:

- für die Evakuierung treppauf und treppab.
- ideal für eine schnelle Evakuierung.
- treppab durch eine Person zu bedienen.
- innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit.
- sichere Evakuierung über die Treppen.
- man bestimmt selbst die Evakuierungsgeschwindigkeit.
- ermöglicht eine fließende Räumung.
- kein Versperren der Fluchtwege.
- Evakuierung treppauf mittels Tragebügel und Tragegriffe.
- passt in jeden Evakuierungsplan.
- sichere geschlossene Gleitriemenkassette.
- CE & TÜV zertifiziert

UNSERE EMPFEHLUNG:

Sorgen Sie dafür, dass in Ihrem Unternehmen immer ein Escape-Carry Chair® verfügbar ist. So sind Sie immer auf eine sichere Evakuierung treppab sowie treppauf vorbereitet.

„Denn schwieriger als eine gute Vorbereitung ist, im Nachhinein erklären zu müssen, warum man dies nicht getan hat.“



Modell XS



Modell ST-PLUS



Modell CF



Spezifikationen	Escape-Carry Chair® XS	Escape-Carry Chair® ST-PLUS	Escape-Carry Chair® CF
Artikelnummer:	10150	10120	10130
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe):	105 x 40 x 27 cm	120 x 51 x 21 cm	120 x 57 x 21 cm
maximale Traglast:	185 kg	185 kg	185 kg
maximaler Treppenneigungswinkel:	40°	40°	40°
Gewicht:	ca. 12 kg	ca. 14 kg	ca. 16 kg
ergonomische Rückenlehne:	einfach	doppelt	doppelt
vorab gratis Vorführung & sachkundige Empfehlung:	✓	✓	✓
innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit:	✓	✓	✓
man bestimmt selbst die Evakuierungsgeschwindigkeit:	✓	✓	✓
sichere geschlossene Gleitriemenkassette:	✓	✓	✓
Reflektoren:	✓	✓	✓
CE, TÜV zertifiziert:	✓	✓	✓
Lieferung inkl. 4-sprachiger Bedienungsanleitung, Hinweisschild & Satz Wandhalter:	✓	✓	✓
Fußstütze:	-	optional	✓
Armlehnen:	-	optional	✓
gepolsterte Kopfstütze:	✓	✓	✓
Komfort- Sitzfläche:	-	✓	✓
in 2 Höhen verstellbarer Griffbügel:	-	✓	✓
Extra schmale Ausführung (z.B. für den Flughafen):	✓	-	-
Garantie, außer auf Verschleißteile:	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre



Zwischenzeitliche Änderungen der technischen Spezifikationen, sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten
 Hergestellt durch die Escape Mobility Production & Innovation: TÜV geprüftes Unternehmen.

