

## Die einzige 4 in 1 Lösung für Profi-Retter



### Was ist die Escape-Mattress® Vakuu?

Die Escape-Mattress® Vakuu ist eine Evakuierungs- und Fahrtragenmatratze mit 4 in 1 Funktion: **Rettungsdienst-Fahrtrage, Schleifmatratze, Tragematratze & Vakuummatratze.** Für den Patienten wird es so noch sicherer und komfortabler. Für den professionellen Rettungsdienst wird die Arbeit hingegen deutlich einfacher und ergonomischer, Ebenso sparen Sie Zeit, Geld und Raum durch diese 4 in 1 Lösung.

### Vorteile der Escape-Mattress® Vakuu:

- teilbares Vakuumsystem für einen sicheren/komfortablen Patiententransfer bei der Notaufnahme.
- auf Maß, passend auf Ihre vorhandene Fahrtrage angepasst.
- längenverstellbare Fußabdeckung (patentiert)
- blut-, urin-, säure- und laugenbeständig.
- Hergestellt aus hochwertigen und schwerentflammaren Materialien.
- ergonomisches handling.
- keine Umlagerung notwendig.
- innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit.
- kosten- und platzsparend einsetzbar in der Ambulanz.
- CE & TÜV zertifiziert.




### Unsere Erfahrung:

Durch unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Produktion von Evakuierungshilfsmitteln, wissen wir was für den professionellen Rettungsdienst wichtig ist. Die Entwicklung der Escape-Mattress Vakuu erfolgte in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Weißen Kreuz sowie lokalen Rettungsdiensten.

### Unsere Empfehlung:

Rüsten Sie Ihre vorhandene Fahrtrage mit einer Escape-Mattress® Vakuu aus, um für jede Eventualität das effizienteste Hilfsmittel zu haben.





**Verstärkter Matratzenboden**



**Verstellbarer Fußsack**



**Stabile Handgriffe**



**Manueller und LSU Vakuumschluss**

**Teilbares Vakuumsystem**

Spezifikationen	Escape-Mattress® Vakuum	CE
Artikelnummer (nur in schwarz erhältlich):	21200	
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe):	ca. 180 x 47 x 8 cm	
maximale Traglast:	150 kg	
Gewicht:	ca. 11 kg	
4 in 1 Lösung für professionelle Rettungsdienste:	✓	
teilbares Vacuumsystem:	✓	
ergonomisches System:	✓	
kann auf Maß Ihrer Fahrtrage angepasst werden:	✓	
aus hochwertigen feuerfesten Materialien:	✓	
blut-, urin-, säure- und laugenbeständig:	✓	
ausgestattet mit Kopfstütze, body-flaps & verstellbarem Fußsack:	✓	
innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit:	✓	
vorab kostenlose Vorstellung und Beratung vor Ort:	✓	
Garantie:	2 Jahre	



Zwischenzeitliche Änderungen der technischen Spezifikationen, sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten  
 Hergestellt durch die Escape Mobility Production & Innovation: TÜV geprüfetes Unternehmen.

