

Escape-Mattress® Economy Line

Evakuieren ...in liegender Position

Was ist die Escape-Mattress® Economy Line?

Die Escape-Mattress® Economy Line ist ein kompaktes Evakuierungshilfsmittel, womit hilfsbedürftige Personen in liegender Position sicher über Flure und Treppen evakuiert werden können.

Wie funktioniert die Escape-Mattress® Economy Line?


Man platziert die zu evakuierende Person mit dem Kopf auf die dafür vorgesehene Kopfstütze der Escape-Mattress® Economy Line. Die Füße werden in den Fußsack platziert. Nach dem Verschließen der Sicherheitsgurte kann der zu Evakuierende mit Hilfe der Zugbänder an einen sicheren Ort gebracht werden (Bedienung erfolgt durch 2 Personen).

Vorteile der Escape-Mattress® Economy Line:

- extra lange Zugbänder zur rückschonenden Evakuierung.
- Fußsack mit Reißverschluss für Personen mit besonderen Einschränkungen (z.B. mit Gipsverband).
- In der Höhe verstellbare Kopfstütze.
- kompakt in der Aufbewahrung.
- das Tragen von Personen ist nicht mehr notwendig.
- innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit.
- sichere Evakuierung über die Treppen.
- man bestimmt selbst die Evakuierungsschnelligkeit.
- ermöglicht eine fließende Räumung.
- passt in jeden Evakuierungsplan.
- CE Zertifiziert.

UNSERE EMPFEHLUNG:

Wir empfehlen den Einsatz der Escape-Mattress® Economy Line, wenn sich hilfsbedürftige Personen im Haus befinden, die liegend evakuiert werden müssen. Ebenfalls ist sie ideal geeignet für den Einsatz auf Wendeltreppen.



...Ihr Weg zur Sicherheit



i-bsp

SICHERHEIT PRODUKTE
BERATUNG PRÄVENTION


Aufbewahrungstasche



Extra lange Zugbänder



Sicherheitsgurte

Spezifikationen	Escape-Mattress® Economy Line 
Artikelnummer:	21040
Abmessungen (Länge x Breite x Dicke):	ca. 200 x 65 x 5 cm
maximale Traglast:	150 kg
Gewicht:	ca. 4.8 kg inkl. Tasche
inklusive Fußsack und verstellbarer Kopfstütze:	✓
vorab kostenlose Vorführung & sachkundige Empfehlung:	✓
innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit:	✓
man bestimmt selbst die Evakuierungsschnelligkeit	✓
faltbar:	✓
inkl. Aufbewahrungstasche:	✓
CE Zertifiziert:	✓
Garantie:	2 Jahre



Zwischenzeitliche Änderungen der technischen Spezifikationen, sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten
Hergestellt durch die Escape Mobility Production & Innovation: TÜV geprüfetes Unternehmen.

