

## Escape-Chair® VOLT

### 100% elektrischer Evakuierungsstuhl...

#### Was ist der Escape-Chair® VOLT?

Der Escape-Chair® VOLT ist die elektrisch angetriebene Lösung, um Personen in sitzender Position über Flure und Treppen treppab und treppauf in Sicherheit zu bringen. Durch seine einfache Bedienung ist der Escape-Chair® VOLT innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit.

#### Wie funktioniert der Escape-Chair® VOLT?

Der Escape-Chair® VOLT wird mittels drahtlosem Display am Griffbügelkopf bedient. Das Display mit Bedienungsknöpfen ist sofort nach dem Ausklappen einsatzbereit und ist besonders einfach in der Handhabung. Der Bediener braucht nur noch den Griffbügel in Richtung Treppe zu drücken.

#### Vorteile des Escape-Chair® VOLT:

- der elektrische Antrieb macht das Evakuieren über die Treppe noch einfacher.
- ideal für eine schnelle Evakuierung
- Lithium Batterien reichen aus für ca.100 Etagen.
- durch eine Person zu bedienen.
- innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit.
- einfache Bedienung.
- ausgestattet mit Armlehnen und Fußstütze.
- in 3 Höhen verstellbarer Griffbügel.
- flammbeständige Sitz- und Rückenfläche, Kopfstütze sowie Abdeckhülle.
- Akku Indicator Display.
- LED Beleuchtung für die Evakuierung in dunkler Umgebung.
- CE zertifiziert

#### UNSERE EMPFEHLUNG:

Sorgen Sie dafür, dass in Ihrem Gebäude immer ein Escape-Chair® VOLT verfügbar ist. So sind Sie immer auf eine sichere und schnelle Evakuierung vorbereitet.

*"Denn schwieriger als eine gute Vorbereitung ist, im Nachhinein erklären zu müssen, warum man dies nicht getan hat."*





Bedienungsdisplay



Elektrisch angetriebene Gleitriemen



Escape-Chair® VOLT zusammengeklappt



Flammbeständige Abdeckhülle

Spezifikationen	Escape-Chair® VOLT
Artikelnummer:	10050
Abmessung zusammengeklappt (Höhe x Breite x Tiefe):	115 x 50 x 27 cm
maximale Traglast:	180 kg
maximaler Treppenneigungswinkel:	40°
Gewicht:	±30 kg
Akkulaufzeit (vollständig aufgeladen):	2 Stunden
Motor:	36V, 300W
maximale Akkuladungen (bei 220 Volt):	500
Lebensdauer Batterie:	3 - 5 Jahre
Ersatzakku:	optional
Schnelligkeitsstufen:	3
innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit:	✓
Fußstütze:	✓
Armlehnen:	✓
LED Beleuchtung:	✓
in 3 höhen verstellbarer Griffbügel:	✓
flammbeständige Faltsitzfläche, Kopfstütze & Abdeckhülle:	✓
Tragegriffe an Vorder- und Rückseite:	✓
CE zertifiziert:	✓
vorab gratis Vorführung & sachkundige Empfehlung:	✓
Lieferung inkl. Bedienungsanleitung, Hinweisschild & Wandhaken:	✓
Garantie, außer auf Verschleißteile:	2 Jahre

Zwischenzeitliche Änderungen der techn. Spezifikationen, sowie Irrtümer vorbehalten.

